

Số: 1024/TB-TTKSBT

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Nhu cầu hiệu chuẩn trang thiết bị tại khoa Hóa sinh phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Quý công ty cung cấp dịch vụ

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý công ty danh mục trang thiết bị có nhu cầu hiệu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau: *(Chi tiết danh mục và số lượng theo phụ lục I);*

Kính mời Quý công ty có khả năng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị (đạt hệ thống công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005) tại danh mục nêu trên gửi thông tin và báo giá về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: khoaduoccdqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược - Vacxin và VTYT, địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ dịch vụ thuộc phần báo giá và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Kỹ sư Bùi Tuấn Lâm – Nhân viên khoa Dược, Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 02033 816 327.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước **08 giờ 00 phút ngày 23/05/2022**.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Ninh Văn Chủ

PHỤ LỤC I

(Kèm theo thông báo số: 1024/TB-TTKSBT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên thiết bị	Model	Serial	ĐVT	Số lượng	Nội dung
1	Cân phân tích OHAUS	PA 413C	8331380545	Chiếc	01	Hiệu chuẩn các mức cân theo yêu cầu. Kiểm tra độ đúng. Kiểm tra độ lặp lại. Kiểm tra tải trọng lệch tâm.
2	Cân kỹ thuật	PA 2102	1280480637	Chiếc	01	Hiệu chuẩn các mức cân theo yêu cầu. Kiểm tra độ đúng. Kiểm tra độ lặp lại. Kiểm tra tải trọng lệch tâm.
3	Cân phân tích điện tử 5 số	XSE105DU	B545663946	Chiếc	01	Hiệu chuẩn các mức cân theo yêu cầu. Kiểm tra độ đúng. Kiểm tra độ lặp lại. Kiểm tra tải trọng lệch tâm.
4	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng Gresh (XN Hóa)			Chiếc	04	Hiệu chuẩn nhiệt độ -30 độ C – 50 độ C
5	Nhiệt ẩm kế (XN Hóa)	Tecpel DTM-302; Tecpel DTM-302; Th101; Th101	TP160510 ; TP160509 ; 11.014 ; TNH.TB.05.01	Chiếc	04	Hiệu chuẩn nhiệt độ -20 độ C – 50 độ C. Độ ẩm 10% - 100%
6	Máy lấy mẫu khí lưu lượng thấp	C2P	838-003	Chiếc	01	Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh lưu lượng hút khí.